



# Recomendaciones para Recogida y Envío de Muestras



Para la correcta toma de muestras se debe tener en cuenta:

**Sangre:** Sin anticoagulante o con el anticoagulante apropiado según la prueba que se solicite.

**Heces:** No congelar.

**Raspados cutáneos:** Limpiar la piel, raspar suavemente con la hoja del bisturí los bordes del área afectada tomando pelo y piel y profundizando levemente. No precisan refrigeración. Enviar en frasco estéril.

**Líquido cefalorraquídeo o sinovial:** ¡Máxima asepsia!

**Exudados:** En torundas con medio de cultivo.

**Orina:** En frasco hermético y estéril.

**Leche:** Previa desinfección del pezón con alcohol y desechar la primera toma. En tubo estéril.

**Vísceras procedentes de necropsias:** La necropsia debe realizarse lo antes posible a la muerte del animal, guardando la mayor asepsia posible. Ligar el intestino en los extremos para evitar pérdidas del contenido y contaminaciones. Cada víscera se introduce en bolsas o recipientes independientes.

**Biopsias cutáneas:** Incluir el margen entre la lesión y la piel sin afectar.

**Cadáveres:** Precisan refrigeración, no congelar. El envío se debe realizar lo antes posible.

**Feto:** Incluir siempre que sea posible los cotiledones placentarios.

Para **otro tipo de muestras** consultar.

El envío de muestras debe realizarse lo más próximo posible a su recogida. Se deben enviar debidamente acondicionadas, refrigeradas e identificadas.

## CONTACTO

### **Dirección Postal:**

Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas del Hospital Clínico Veterinario. Avda. Universidad s/n 10071 Cáceres

**Teléfono y Fax:** (34) 927257172/927257102

**Horario:** de lunes a viernes de 9 h a 18,00 h

**muestrashcv@gmail.com**